

Gebruiksaanwijzing Cadex Horloge

(Voor Geheughulp productcode 107002, 107003)

Specificaties

- Maximaal 12 alarmtijden per dag
- Info tekst per alarm
- Eenvoudig alles aan en uit zetten
- Databank met 11 onderwerpen
- Alert knop voor medische informatie
- Tijd en Datum en dag van de week informatie
- Ø Huis ong. 40 mm, Gewicht 35 gram
- Beperkt waterdicht (regen, douche, bad, zwemmen)
Gebruik de knoppen niet onder water



Gebruikte Symbolen

- ☞ **A:** Druk rechtsboven op knop Forward
- ☞ **B:** Druk rechtsonder op knop Reverse
- ☞ **C:** Druk links onder op knop Mode
- ☞ **D:** Druk linksboven op knop Adjust

Let op!

Bij vooraf ingestelde tijden staan alle alarmen op stil. Volg de instructie bij functie **Activate** zoals hieronder beschreven.

Functie	Werking	Knoppen
Alert knop	Laat algemene DATABANK gegevens zien.	'ALERT' Herhalen voor alle informatie
4 Programma's	Wisselen van programma's; TIME > DATABANK > ALARMBANK > ACTIVATE	☞ C
Tijd en Datum	Wordt volledig getoond in het scherm. Voor instellen:	Zie tijd en datum instellen
DATABANK	Voor het opslaan van algemene (medische) gegevens	Zie invoeren medische gegevens
ALARMBANK	12 onafhankelijke alarmen met maximaal 36 posities tekst per alarm.	Zie dagelijks alarm instellen
Alarm en Snooze	Bij alarm zal het horloge 1 minuut piepen en naam medicijn of aandachtspunt zal getoond worden. Instellen Snooze (2 piepjes per 3 minuten): Uitschakelen alarm:	☞ A of ☞ B -> snooze ☞ A of ☞ B -> alarm uit
Activate	Aan of uit zetten van alle ingestelde alarmen	☞ C -> ACTIVATE ☞ A of ☞ B -> aan (YES)/ uit (NO)
Volledig reset	Door alle knoppen ingedrukt te houden wordt alle ingevoerde informatie gewist	☞ A en ☞ B en ☞ C en ☞ D
Batterij verwisselen	Batterij wisselen bij dit horloge is niet eenvoudig. Wij verzoeken u dit door een vakman uit te laten voeren. Onzorgvuldig wisselen batterijen kan nadien problemen geven met de waterdichtheid. Geheughulp vervangt voor u graag de batterij tegen geringe kosten. Wilt u toch zelf de batterij gaan vervangen volg dan de instructies zoals hiernaast beschreven. (geheughulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door verwisselen van batterijen door derden) Het is raadzaam de rubberen ring die voor de afsluiting tegen vuil en vocht zorgt elke drie jaar te laten vervangen. Gebruik CR2032 Lithium batterijen. Vervang de batterij indien de tekst vaag wordt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder 4 schroeven van de achterkant van het huis. Zorg dat het woord CADEX leesbaar is. • Open het huis • Verwijder batterijhuis met 2 kleine schroefjes. Let op! Laat sticker zitten! • Vervang de batterij (+ boven) • Schroef alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Zorg dat de deksel exact hetzelfde teruggeplaatst wordt. Cadex weer leesbaar. Let op dat de rubber ring niet beschadigd.



Invoeren medische gegevens

- **C** tot "DATA BANK" zichtbaar wordt;
- **A**, **B** om het betreffende onderwerp te kiezen;
- **D** 2 seconden. 1^{ste} letter gaat knipperen;
- **A**, **B** totdat juiste letter ingesteld staat;
- **C** Tweede tekst blokje gaat knipperen
- **A**, **B** totdat juiste letter ingesteld staat;
- Ga zo verder tot alle letters ingesteld zijn;
A, **B** vasthouden voor snel selecteren
C ingedrukt houden voor kopiëren letter
- **C**, verlaten programma of **A**, **B** om naar het volgende onderwerp in DATABANK te gaan.

Databank informatie:

- NAME: Uw naam en telefoonnummer
ALERT: Belangrijkste informatie;
ALLERGIC: Allergische reacties zoals penicilline, noten of bijensteken
DOCTOR: Naam en Telefoonnummer van Arts
CONTACT: Naam en Telefoonnummer van contactpersoon
BLOOD: Uw bloedgroep
BIRTH: Uw geboortedatum
INSURER: Verzekeringsmaatschappij met telefoonnummer
POLICY: Polisnummer verzekeringsmaatschappij
S.S.: Uw Burger Service Nummer (sofi nummer)
CARD: Naar wens ID/paspoort nummer, banknummer, etc.

Tijd en Datum Instellen

- **C** tot de tijd zichtbaar wordt;
- **D** 2 seconden. Uren gaan knipperen;
- **A**, **B** totdat juiste uur ingesteld staat;
- **C** minuten gaat knipperen
- **A**, **B** totdat juiste minuten ingesteld staat;
- Herhaal dit voor seconden, jaar, maand, dag
Horloge geeft automatisch dag van de week.
- **D**, verlaten programma

Dagelijks Alarm instellen

- **C** tot "ALARM BANK" zichtbaar wordt;
- **A**, **B** om het betreffende alarm te kiezen (AL 1 t/m AL 12);
- **D** 2 seconden. AL nr gaat knipperen;
- **A**, **B** om het alarm aan ((.)) of uit te zetten
- **C** uren gaat knipperen
- **A**, **B** totdat juiste uur ingesteld staat;
- **C** minuten gaat knipperen
- **A**, **B** totdat juiste minuten ingesteld staat;
- **C** Tekst blokje gaat knipperen
- **A**, **B** totdat juiste letter ingesteld staat;
- **C** Tweede tekst blokje gaat knipperen
- **A**, **B** totdat juiste letter ingesteld staat;
- Ga zo verder tot alle letters ingesteld zijn;
A, **B** vasthouden voor snel selecteren
C ingedrukt houden voor kopiëren letter
- **D**, verlaten programma of **A**, **B** om nogmaals een alarm in te stellen.