

## Handleiding GH515 alarmen

Bedankt dat u hebt gekozen voor de alarmen van Geheugenhulp



product GH515

### Algemeen

De GH515 kan u tot 5 keer per dag op exacte tijden waarschuwen voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Via de ingebouwde 'countdown timer' kan een alarm ingesteld worden op een vast interval, bijvoorbeeld iedere 4 uur. Bijzonder is de mogelijkheid uw eigen boodschap van maximaal 15 seconden op te nemen en af te spelen als alarmmelding. Het alarm heeft een ring om bv aan een sleutelbos bevestigd te worden.

### Plaatsen en vervangen batterijen

Het alarm heeft een aparte batterij (AG10) voor de klok en instellingen. Wij verzoeken u deze bij Geheugenhulp te laten vervangen als het display te zwak wordt of de tijden zichzelf resetten. Het alarm bevat 2 CR2032 knoopcel batterijen. Toegang tot deze knoopcellen zit aan de zijkant bovenop het alarm. Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het ondeskundig verwisselen van batterijen.

### Knoppen en Functies



**MODE:** Met de MODE knop schakelt u tussen de verschillende functies of schermen in de volgorde:

TIJD → ALARM 1 → ALARM 2 → ALARM 3 → ALARM 4 → ALARM 5 → TIMER  
 ↑ \_\_\_\_\_ ↓

Het TIJD scherm geeft de tijd weer, de ALARM schermen geven de ingestelde tijd van de betreffende alarmen weer en het TIMER scherm geeft de ingestelde tijd van de timer.

Na 1 minuut zonder activiteit schakelt het alarm automatisch naar het TIJD scherm.

**H:** Wordt gebruikt om het uur cijfer aan te passen. Zie instellen tijd en instellen alarm.

**M:** Wordt gebruikt om het minuut cijfer aan te passen. Zie instellen tijd en instellen alarm.

**TIMER:** Wordt gebruikt om te schakelen tussen 12 en 24 uren klok. Bij de 12 uren klok komt er een P in het scherm als het na 12 uur in de middag betreft.

Ook bij het starten en stoppen van de timer speelt deze knop een rol.

**BiBi/MSG:** Met dit schuifje schakelt u tussen piepje of gesproken boodschap

**PLAY:** Speelt de opgenomen boodschap af

**REC:** Om de boodschap op te nemen

### Instellen klok (de klok is door ons ingesteld, dus deze stap kunt u overslaan)

Voor een correcte werking is het belangrijk de juiste tijd eerst in te stellen.

U kunt de tijd veranderen van AM/PM naar 24 uur door eenmaal op de timerknop te drukken. (de klok staat op 24 u ingesteld)

Druk op de **MODE** knop tot de tijd in beeld komt met knipperende dubbele punt (: tussen de uren en de minuten zoals **12:00** ).

Druk de **MODE** knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen



Stel via de **H** knop de juiste uren in. [Let op de P bij een 12-uurs instelling.](#)  
Stel via de **M** knop de juiste minuten in.  
Druk op de **MODE** knop om de ingestelde tijd vast te leggen

### ***Instellen dagelijkse alarmen***

Druk op de **MODE** knop tot het gewenste alarm (1 tot en met 5) in beeld komt. Dit herkent u aan een klokje 🕒 met het cijfer 1 t/m 5 aan de bovenzijde.

Druk de **MODE** knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen

Stel via de **H** knop de juiste uren in. [Let op de P bij een 12-uurs instelling.](#)

Stel via de **M** knop de juiste minuten in.

Druk op de **MODE** knop om de ingestelde alarmtijd vast te leggen. Ga desgewenst via de **MODE** knop verder om het volgende alarm in te stellen.

Als u de tijd weer in beeld hebt staan, staan de klokjes van de ingestelde alarmen boven in beeld.

### ***Dagelijks alarm stoppen***

Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op een willekeurige knop op de **bovenzijde** te drukken. Als u niets doet stopt het alarm na ongeveer 60 seconden. Ook zal er een rood led lampje knipperen aan de voorkant.

### ***Dagelijks alarm resetten***

Om een dagelijks alarm te resetten gaat u via de **MODE** knop naar het te resetten alarm. Druk op de **TIMER** knop om het alarm geselecteerde alarm te resetten (volledig uitschakelen).

### ***Instellen Count-down Timer***

Om de countdown timer in te stellen gaat u via de **MODE** knop naar de timer instellingen. U ziet een zandloper in de linker bovenhoek.

Druk ongeveer 2 seconden op de **MODE** knop totdat de minuten en secondes gaan knipperen **0:00**). Stel de gewenste minuten (via H knop) en secondes (via M knop) in voor de timer. De maximaal in te stellen tijd is 99 minuten en 59 seconden. Na het instellen van de tijd kunt u via de **TIMER** knop de timer starten of stoppen.

### ***Opnemen eigen boodschap***

Om uw eigen boodschap op te nemen zet u het schuifje in de **MSG** positie. Vervolgens houdt u de **MSG** knop ingedrukt. Na ongeveer 5 seconden hoort u een piepje en start het opnemen. Houdt de **MSG** knop ingedrukt en begin direct na de piep duidelijk uw boodschap in te spreken. Spreek op ongeveer 5 cm afstand van de voorkant van het alarm. Als u klaar bent met uw boodschap laat u de **MSG** knop los. De opname stopt. Als uw boodschap langer is dan ongeveer 15 seconde hoort u drie piepjes. De opname stopt dan ook. Verkort uw boodschap en maak de opname opnieuw.

### ***Kiezen tussen piepje of boodschap***

Zet het schuifje in de **BiBi** stand voor een piepje als alarm en zet het schuifje in de **MSG** stand om de opgenomen boodschap als alarm te gebruiken.